

































## Feuille de commande de matériel - 2702 Laboratoire - Médecins externes

Timbre du médecin ou de l'institution

Date		Visa		Signature	
No OPALE	Prise de sang	Quantité	Utilisation		Tube
32443	Tube EDTA 2.7 ml		Formule sanguine		
29402	Tube EDTA 1.2 ml		Formule sanguine		
32395	Tube EDTA 7.5 ml		Groupe sanguin, Virémies HIV, HBV, HCV, CMV, EBV, etc.		
20520	Tube violet		Vitesse de sédimentation		
20521	Tube vert 3 ml (citrate de sodium)		Tests de coagulation		
29401	Tube vert 1.4 ml (citrate de sodium)		Tests de coagulation		
32441	Tube jaune (fluorure de sodium)		Dosage du lactate		
32394	Tube sérum 7.5 ml		Dosages médicamenteux		
36536	Tube brun Sérum Gel 7.5ml		Chimie		
32440	Tube orange 2.7 ml (héparinate de lithium)		Calcium ionisé Gazométrie veineuse		
29398	Tube orange 7.5 ml (sans billes) (héparinate de lithium)		TB-SPOT		
36409	Aiguille monovette securisee 22G Noire 85.1440.200				
36408	Aiguille monovette securisee 21G Verte 85.1162.200				
<b>Prélèvements spéciaux</b>					<b>Quantité</b>
36338	Aiguille Butterfly 		29407	Tubes CPT Cohortes 	
20513	Adaptateur pour butterfly tube standards 		23683	Adaptateurs pour butterfly tube CPT, Vacutainer hémocultures 	
<b>Formulaires pour examens sanguins</b>					
34175	Formulaire 1 (routine)		Formulaire 8 (AES / médecine du personnel)		
34177	Formulaire 3 (HIV / Hépatites)		Formulaire 6 (groupes et produits sanguins) <b>OPALE 34180</b>		
	Formulaire 9 (routine Hôpital ophtalmique)				
24094	Sachets de transports de prélèvements (kangourou verts)				

No OPALE	Hémocultures	Quantité				Quantité	
29408	 Flacon BacT/Alert®FA Aérobie vert		 Flacon BacT/Alert®FA Anaérobie Orange <b>N° OPALE 29409</b>				
30833	Adaptateur pour prélèvement 		Tube stérile pour hémocultures  <b>No OPALE : 21545</b>				
<b>Ecouvillons</b>		<b>Quantité</b>					
29411	Ecouvillons eSwab à bouchon rose (plaies, muqueuses, prélèvement per-op, bactériologie + PCR)						
29412	Ecouvillon eSwab à bouchon bleu (frottis naso-pharyngé, prélèvement urétral, pédiatrique, bactériologie + PCR)						
31690	Kit MRSA eSwab rose Recherche de MRSA par culture et/ou PCR						
<b>Urines</b>		<b>Quantité</b>					
20522	V-Monovette bouchon vert - Culture bactériologique - Antigènes bactériens (Legionella / Pneumocoque)						
29406	Flacon Urines de 24Heures Si besoin d'agent conservateur contacter le laboratoire.						
31826	V-Monovette bouchon jaune - Chimie - Mycoplasma + Ureaplasma - <i>C. Tracomatis</i> / <i>N. Gonorrhoeae</i> par PCR (+autres PCR)						
31908	Canule de transfert Pour prélèvement d'urine dans des récipients ouverts						
31827	Flacon à bouchon jaune Avec dispositif de transfert des urines dans les V-Monovettes						
	<b>Récipients</b>	<b>Quantité</b>		<b>Quantité</b>		<b>Quantité</b>	
	Flacon plastique bouchon marron  Selles: bactériologie et parasitologie 		Flacon à bouchon rouge 		Flacon à bouchon blanc 		
<b>No OPALE : 29418</b>			<b>No OPALE : 29417</b>		<b>No OPALE : 29405</b>		
<b>Formulaires pour examens bacteriologiques</b>							
34176	Formulaire 2 (microbiologie)		Formulaire 5 (microbiologie Hôpital ophtalmique)				